

緊急時の簡易パウチの利用法



コロボラストのツーピースの面版ですが、ツーピースタイプであれば、コンバティック、ダンサック、ホリスター等でも試してみましたがOKでした。



クローズタイプのパウチですが、ドレインタイプでもOKです。



上記のパウチからリングだけを鋏で切り取ったものです。このリングは、各メーカーの面版に合うパウチのリングを使ってください。



パウチの代用品のポリ袋です。袋のサイズは、0.02m/m × 150m/m × 250m/m です。但し適応フランジの径は、40m/m ~ 60m/m までのサイズです。それよりフランジの径が大きい場合は、ポリ袋もサイズを変更されるとOKかもしれません。試してはいません。



フランジのリングに、このポリ袋をセットしたところです。



面版は、通常通り身体に貼り付けます。貼り付けた面版が良く貼り付いたのを確認したら、その面版に上記のポリ袋をセットしたものをはめます。ポリ袋を引っ張って、リングが完全にはめ込まれているか確認をします。



防臭については、補装具メーカーパウチと違って、ポリ袋は防臭効果がない為、防臭シートを使用します。アルケアーのオドレスシート(右の写真 15cm × 15cm)、または、ボンボンプロフィル(メーカーはわかりません)です。

【注意点】

1. ポリ袋の中にサニータを吹き付けると、フランジのリングがあたるところにかかったら外れやすいので、なるべく使用は避けたほうが良いです。
2. ポリ袋とフランジのリングの接点は、毛細管現象がおきますので、袋に溜まった水分(ウロ・イレオの人)には注意してください。

災害時にパウチが間に合わない時は、コロ・イレオ・ウロを問わず利用できると思います。